THERMO/HYGRO BOUTON





LE PLUS PETIT ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE/D'HUMIDITÉ AU MONDE

DESCRIPTION

Les Thermo et Hygro Boutons sont adaptés pour tous vos contrôles de température et d'humidité, le suivi de vos produits, transports, process, ainsi que pour votre démarche HACCP!

Discrets, robustes, ils supportent les chocs, l'eau et la poussière.

■ FONCTIONS









CARACTÉRISTIQUES

- Enregistre la date et l'heure
- Alarmes mini et maxi programmables avec seuils de temporisation
- Compte à rebours

PRÉSENTATION





Numéro de série unique



LIRE OU PROGRAMMER VOS BOUTONS

- Sur votre PC avec Thermotrack PC
- Sur Smartphone Android avec Thermotrack Mobile
- Sur le cloud avec Thermotrack Online ou Thermotrack Webserve



PC



SMARTPHONE

LECTEUR USB LECTEUR SMARTPHONE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Thermo Bouton 21G	Thermo Bouton 22L	Thermo Bouton 25L	Thermo Bouton 22T	Thermo Bouton 22E	Hygro Bouton 23
Plage de température °C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	0/+125°C	+15/+140°C	-20/+85°C
Plage d'humidité H%	-	-	-	-	-	0/100%
Précision	± 1°C	± 0.5°C	± 0.5°C	± 0.5°C	±1.5°C:+100/140°C	± 0.5°C/5%
Résolution	0.5°C	0.1°C ou 0.5°C	0.1°C ou 0.5°C	0.1°C ou 0.5°C	0.1°C ou 0.5°C	0.1°C ou 0.5°C
Taille mémoire/mesures	2048	4096 ou 8192	125440 ou 62720	4096 ou 8192	4096 ou 8192	4096 ou 8192
Fréquence de mesure	1 à 255 min	1 sec à 273 h	5 min à 273h	1 sec à 273 h	1 sec à 273 h	1 sec à 273 h
Durée de vie de pile	10 ans max (1)	10 ans max (1)	10 ans max (1)	30 à 50 cycles (2) de stérilisation	30 à 50 cycles (2) de stérilisation	10 ans max (1)

FIXATIONS

- Porte-clé de couleur
- Œillet de fixation murale
- Carte PVC blanche ou personnalisée
- Capsule de protection étanche

CERTIFICATS D'ÉTALONNAGE

Les Thermo Boutons, Hygro Bouton et iBees peuvent être livrés sur demande avec deux types de certificat d'étalonnage.

- Reliés aux étalons internationaux
- Conformes ISO 17025



IBEES 22L & 22T - ETANCHE & CONTACT ALIMENTAIRE

L'iBee est la **version étanche des thermo boutons 22L et 22T** avec silicone compatible Contact Alimentaire. Idéal pour le suivi à cœur produit (Cuisson, Stérilisation, refroidissement, etc).

- Capsule en silicone
- Même fonctions que les **Thermo Boutons**
- Même logiciel **Thermotrack** (PC, Online, Webserve)

2 plages de température différentes en fonction de votre application.

Modèle 22L	Modèle 22T		
-40/+85°C ±0.5°C	0/+125°C ±0.5°C		

Autres caractéristiques identiques aux Thermo Boutons 22 et 22T



COMMENT PROGRAMMER ET LIRE VOS IBEES?

Vos IBees peuvent être lus et programmés avec les logiciels **Thermotrack (PC, Online, Webserve)** grâce à la pince de lecture et son adaptateur USB



- PINCE DE LECTURE



- ADAPTATEUR USB

Biotraçabilité

6,Rue Ain Asserdoune Casablanca Tél: 06 35 10 52 50 info@biotracabilite.com www.biotracabilite.com

